



Насос инфузионный шприцевой Перфузор компакт 230

Включение электропитания

1. Подключите аппарат к источнику переменного тока. Загорится индикатор питания от сети - насос в состоянии готовности к пуску.
2. Нажмите кнопку питания аппарата и удерживайте в течение 1,2 секунд, система начнет самодиагностику. Если на цифровом дисплее не появляется знак ERR, значит, функционирование аппарата в норме.

Установка шприца

1. Наполните шприц нужным раствором, удалите пузырьки воздуха и поместите шприц в держатель
 2. Тщательно закрепите цилиндр шприца при помощи фиксатора цилиндра шприца
 3. Нажав дважды и удержав кнопку дождитесь появления раствора на кончике иглы.
 4. После настройки всех параметров, введите иглу в вену (артерию) пациента и нажмите кнопку. Насос запустил процесс инфузии.
- Цилиндр и поршень шприца должен быть тщательно зафиксирован в местах для фиксации.
 - Перед инфузией тщательно удалите из подводящей трубки весь воздух во избежание опасности развития воздушной эмболии.

С заботой о каждом ребенке!