



Ингалятор «ARMED» 403 В

1. Установите компрессор на ровную и устойчивую поверхность.
2. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
3. Заполните резервуар небулайзера необходимым количеством медикамента (уровень лекарственного препарата не должен превышать 8 мл).
4. Вставьте адаптер соединительной трубки в разъем источника воздуха на компрессоре. Другой конец соединительной трубки подключите к небулайзеру.
4. Наденьте на небулайзер чистую маску.
5. Удобно усадить пациента. Держать небулайзер вертикально.
6. Включить компрессор, нажав на кнопку «ПУСК».
7. Прижимать маску плотно к носу и/или рту.
8. Время проведения ингаляции определяет врач.
9. По окончании процедуры выключить компрессор.
10. Провести дезинфекцию всех составных частей ингалятора.
11. Верните небулайзер в держатель.



- Удостоверьтесь в том, что боковые вентиляционные отверстия не засорены.
- Не накрывайте компрессор во время работы.
- Ингалятор предназначен для работы при температуре от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.
- Необходимо использовать только те медикаменты, которые были назначены врачом.
- Чтобы избежать риска для здоровья (например, инфекции) после каждого пациента проводить дезинфекцию всех составных частей ингалятора.