



Монитор пациента iMEC



Включение электропитания

1. Проверьте монитор на отсутствие механических повреждений и убедитесь, что все внешние кабели, подключаемые модули и принадлежности правильно подсоединены.
2. Подсоедините шнур питания к источнику переменного тока. При эксплуатации оборудования от батареи убедитесь, что заряд батареи достаточен.
3. Нажмите переключатель электропитания на передней панели монитора. На дисплее появятся экраны запуска, а лампа тревоги загорится желтым цветом. Затем лампа тревоги загорится красным светом и после подачи звукового сигнала системой погаснет.
4. На дисплее монитора появится главный экран.

Начало мониторинга

1. Подсоедините необходимые кабели пациента и датчики.
2. Убедитесь в правильности подсоединения кабелей и датчиков пациента, и что настройки пациента (например, [Кат. пац.], [Стимул.] и др.) соответствуют выбранному пациенту.
3. См. подробные сведения о выполнении необходимых измерений в руководстве к оборудованию.

Отсоединение от источника электропитания

1. Подтвердите, что мониторинг пациента завершен.
2. Сохраните или сбросьте данные мониторинга пациента.
3. Отсоедините кабели и датчики пациента от монитора пациента.
4. Нажмите и удерживайте переключатель электропитания. Монитор выключится, отключить кабель питания.

Запрещается использовать монитор пациента для мониторинга, если есть основания предполагать, что он работает неправильно, или имеются механические повреждения. Обратитесь в инженерную службу.