



Аспиратор медицинский вакуумный ATMOS S 042 NPWT VivanoTec

1. Включение аспиратора: удерживайте две секунды палец на кнопке .

2. Начало и отмена терапии:

Перед началом вакуумной терапии убедитесь, что все соединения подключены и все параметры, необходимые для терапии, установлены.

- Чтобы начать терапию прикоснитесь к кнопке .

- Чтобы прервать или закончить терапию прикоснитесь к кнопке .

Если терапия не возобновляется, прибор автоматически выключается через 30 минут (после появляется предупредительное сообщение).

3. Включение и выключение режима прерывистого вакуума

Аспиратор может работать в режиме постоянного вакуума, при котором уровень вакуума не изменяется, прерывистый режим позволяет осуществлять терапию с разным интервалами.

Для включения прерывистого вакуума нажмите кнопку . На экране появляется кнопка . Она показывает установленные параметры режима прерывистого вакуума и выделена зеленой рамкой.

Изменение параметров:

Для изменения установленных параметров прикоснитесь к кнопке , откроется меню режима прерывистого вакуума.

- прикоснитесь пальцем к параметру, который вы хотите изменить. Соответствующее поле выделяется темно-синим цветом.

- касаясь кнопок  или  и установите желаемые значения.

- для сохранения измененных параметров прикоснитесь к кнопке .

Установленные параметры сохраняются только в том случае, если вы вышли из меню режима прерывистого вакуума при помощи кнопки .

Если вы не желаете сохранить измененные установки, подождите пока экран автоматически не переключится обратно на главное меню. Во время ожидания нельзя прикасаться к экрану.

4. По окончании работ для выключения аспиратора две секунды удерживайте палец на кнопке .

Дата выпуска: 06.2017; 04.2016

Дата ввода в эксплуатацию: 17.08.2017; 16.10.2017

Инвентарные номера: 331012400232; 331012400233

Заводские номера: SN 100077674; SN 100062557