



**Инструкция по эксплуатации и технике безопасности при
работе с аспиратором NEW ASPIRET**

1. Установить аппарат на ровную поверхность
2. Включить аппарат в сеть, нажать «Сеть»
3. Подсоединить к банке-сборнику стерильный шланг
4. Пережать шланг и отрегулировать необходимую величину вакуума
5. Начать работу
6. По достижению максимального уровня, сбросить вакуум при помощи регулятора
7. Выключить аппарат при помощи клавиши «Сеть»
8. Отключить от сети
9. По окончании работы снять крышку банки-сборника, опорожнить содержимое в спецпомещении, банку промыть и продезинфицировать

С заботой о каждом ребенке!

Дата поверки: НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Дата последнего ТО:

Дата следующего ТО: