



Инструкция по эксплуатации ОБН - 450П

1. Убедится в **отсутствии людей**.
2. В зависимости от объема помещения выбрать систему обеззараживания.
3. Вставить сетевую вилку в розетку напряжением 220 В.
4. Во время облучения вывесить табличку «**НЕ ВХОДИТЬ, ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ**»
5. Отключить аппарат от сети.

С заботой о каждом ребенке!

Дата ввода в эксплуатацию: 2005 год

Дата поверки: **НЕ ТРЕБУЕТСЯ**

Дата следующего ТО: **Каждые 9000 часов**